


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-NdrG2 Para Wb, Elisa - Q9Un36

Número de artículo: CM0025837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDRG2, un supresor tumoral implicado en la vía de señalización Wnt. Validado para WB y ELISA, reacciona con tejido humano y de ratón. Adecuado para investigación en cáncer y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDRG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SYLD; NDRG2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57447
ID del gen	57447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 138-357 de la NDRG2 humana (NP_963832.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UN36
Peso molecular de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo