


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-NdrG3 Para Wb Y Elisa - Q9Ugv2

Número de artículo: CM0013436



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NDRG3 validado para WB y ELISA. Se dirige al NDRG3 humano y de ratón (41 kDa), una proteína expresada de forma ubicua con alta expresión en el cerebro. Adecuado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDRG3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NDRG3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57446
GeneID	57446
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 184-363 del NDRG3 humano (NP_071922.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UGV2
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo