

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-NdrG4 Para Wb - Q9Ulp0

Número de artículo: CM0020575

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDRG4 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el desarrollo cerebral, el estrés isquémico y la señalización neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDRG4 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BDM1; SMAP8; SMAP-8; NDRG4
Especie	Humano
GeneID (humano)	65009
GeneID	65009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-220 de NDRG4 humano (NP_001229765.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9ULP0
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo