

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndst1 Para Wb, Elisa - P52848

Número de artículo: CM0020347



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra NDST1 humana, validado para WB y ELISA. Detecta NDST1 humana y de ratón, una enzima clave en la biosíntesis de heparán sulfato. Ideal para investigación en glucobiología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDST1 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	HSST; NST1; MRT46; NDST1
Especie	Humana
GeneID	3340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-170 de NDST1 humana (NP_001534.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P52848
Peso de la proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo