


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndufa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15239

Número de artículo: CM0002622



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NDUFA1 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirigido a la subunidad del Complejo I mitocondrial humano, ideal para la investigación de la cadena respiratoria y enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NDUFA1
Observaciones/Alias	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4694
GeneID	4694
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-70 del NDUFA1 humano (O15239).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15239
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo