


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufa1 Para Wb, Elisa - O15239

Número de artículo: CM0027101



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NDUF1 validado para WB y ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Dirigido a la subunidad accesoria del Complejo I mitocondrial, expresada principalmente en corazón y músculo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4694
ID del Gen	4694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de NDUF1 humano (NP_004532.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15239
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo