


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufa10 (Ci-42Kd) Para Wb Y Elisa - O95299

Número de artículo: CM0014236



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUF10 (CI-42kD), una subunidad accesoria del Complejo I mitocondrial. Validado para Western blot y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de la cadena respiratoria y enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | NDUF10 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUF10                                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                    |
| ID del gen (humano) | 4705                                                                                                                                                      |
| ID del gen          | 4705                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-300 de NDUF10 humano (NP_004535.1). |
| Fuente              | conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                                       |
| SWISS               | O95299                                                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 41 kDa                                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |