

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufa12 Para Wb - Q9Ui09

Número de artículo: CM0027558



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NDUF12 para aplicaciones de WB y ELISA, que detecta NDUF12 (17kDa) humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del Complejo I mitocondrial y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	B17.2; DAP13; MC1DN23; NDUF12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 del NDUF12 humano (NP_061326.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Ui09
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo