


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndufa13/Grim19 Para Wb, Elisa - Q9P0J0

Número de artículo: CM0010003



Introducción

Anticuerpo monoclonal específico de conejo dirigido contra NDUFA13/GRIM19 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios del Complejo I mitocondrial, la apoptosis y las interacciones hospedador-microbio. No hay datos de reactividad cruzada entre especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo NDUFA13/GRIM19
Observaciones/Alias	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; NDUFA13/GRIM19
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51079
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 de NDUFA13/GRIM19 humano (Q9P0J0) (NP_057049.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9P0J0
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo