


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufa5 Para Wb, Elisa - Q16718

Número de artículo: CM0025868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUF5, una subunidad accesoria del Complejo I. Validado en WB y ELISA para muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para la investigación de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B13, NUFM, UQOR13, CI-13kB, CI-13KD-B, NDUF5
Especie	Humano
ID de Gen	4698
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-116 del NDUF5 humano (NP_004991.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16718
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo