


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufa5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16718

Número de artículo: CM0015288



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-NDUFA5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humanos, ratón y rata. Detecta la subunidad de 13 kDa del Complejo I mitocondrial, altamente expresado en corazón, músculo y cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
Especie	Humano
GeneID	4698 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-116 de la NDUFA5 humana (NP_004991.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16718
Peso de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo