


## Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufa7 (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - O95182

Número de artículo: CM0026477



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a NDUF7 (CI-B14.5a), una subunidad accesoria del Complejo I mitocondrial. Validado por KO para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Para la investigación de la cadena respiratoria y las mitocondrias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] NDUF7 Rabbit pAb                                                                                                |
| Observaciones/Alias | B14.5a; CI-B14.5a; A7                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 4701                                                                                                                              |
| ID de Gen           | 4701                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de NDUF7 humano (NP_004992.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | O95182                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 13kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |