


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufa8 Para Wb, If/Icc, Ip Y Elisa - P51970

Número de artículo: CM0016938



Introducción

El pAb de conejo NDUF8 detecta la subunidad de 20 kDa del Complejo I mitocondrial. Validado en WB, IF/ICC, IP y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la cadena respiratoria y las enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo NDUF8
Observaciones/Alias	PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUF8
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4702
ID del gen	4702
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P51970
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo