


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufa9 Para Wb Y Elisa - Q16795

Número de artículo: CM0025639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a NDUF9 (CI-39kD), una subunidad del Complejo I mitocondrial. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación sobre mitocondrias y cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFA9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CC6; CI39k; COQ11; CI-39k; MC1DN26; NDUFS2L; SDR22E1; NDUFA9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4704
GeneID	4704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la NDUFA9 humana (NP_004993.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16795
Peso de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo