


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndufab1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14561

Número de artículo: CM0003773



Introducción

mAb de conejo anti-NDUFAB1 (O14561) validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Reconoce la proteína portadora de acilos mitocondrial esencial en la síntesis de ácidos grasos y el Complejo I; ~17kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NDUFAB1
Observaciones/Alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4706
GeneID	4706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-156 del NDUFAB1 humano (NP_004994.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14561
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo