


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufab1 Para If/Icc Y Elisa - O14561

Número de artículo: CM0020783



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína mitocondrial NDUFAB1, validado para IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Ideal para investigar el Complejo I, el metabolismo de ácidos grasos y la biogénesis de grupos hierro-azufre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUFAB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4706
GeneID	4706
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la NDUFAB1 humana (NP_004994.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O14561
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo