


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufab1 Para Wb, Elisa - O14561

Número de artículo: CM0020898



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUFAB1 humano (O14561), una proteína portadora de acilos y subunidad del complejo I. Validado para WB, ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la síntesis de ácidos grasos mitocondriales y el complejo I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFAB1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4706
GeneID	4706
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-156 del NDUFAB1 humano (NP_004994.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14561
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo