

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ndufaf1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9Y375

Número de artículo: CM0009659

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-NDUFAF1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Anticuerpo recombinante de conejo para el estudio del ensamblaje del complejo I mitocondrial. Reactivo con humano, 38 kDa. Adecuado para la investigación de enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo NDUFAF1
Observaciones/Alias	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51103
ID del gen	51103
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de NDUFAF1 humano (Q9Y375)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y375
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo