

## Anticuerpo Policlonal Anti-Ndutfaf4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P032

Número de artículo: CM0016810

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NDUFAF4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del ensamblaje del complejo I mitocondrial y del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo NDUFAF4                                         |
| Observaciones/Alias | My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUFAF4 |
| Especies            | Humano                                                        |
| ID del gen (Humano) | 29078                                                         |
| ID del gen          | 29078                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                         |
| Fuente              | Conejo                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                      |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                      |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                           |
| SWISS               | Q9P032                                                        |
| Peso proteico       | 20kDa                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                |