

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75438

Número de artículo: CM0019816



Introducción

El pAb de conejo NDUF B1 es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con NDUF B1 humano y de ratón, una subunidad del Complejo I mitocondrial. Ideal para la investigación mitocondrial y de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUF B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MNLL; CI-MNLL; CI-SGDH; NDUF B1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4707
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 del NDUF B1 humano (NP_004536.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75438
Peso proteico	7kDa
Envío	Bolsa de hielo