


Anticuerpo Policloal Anti-Ndufb10 Para Wb, Ip, Elisa - O96000

Número de artículo: CM0026626



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana NDUF10, una subunidad accesoria del complejo I mitocondrial. Validado para WB, IP y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de cadena respiratoria y enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDSW; MC1DN35; NDUF10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4716
GeneID	4716
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de la NDUF10 humana (NP_004539.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96000
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo