


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufb11 Para Wb, Elisa - Q9Nx14

Número de artículo: CM0015432



Introducción

NDUFB11 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal específico para NDUFB11 humano, una subunidad del Complejo I mitocondrial, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la cadena respiratoria y las enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUFB11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; CI-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
Especie	Humana
ID del gen (humano)	54539
ID del gen	54539
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de NDUFB11 humano (NP_061929.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9NX14
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo