


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43676

Número de artículo: CM0012872



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra NDUFB3 (Complejo I-B12, 11 kDa), validado para western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigar la función de la cadena respiratoria mitocondrial y trastornos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUFB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B12; CI-B12; MC1DN25; NDUFB3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4709
ID del gen	4709
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-98 de NDUFB3 humano (NP_002482.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O43676
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo