


Anti-Ndufb4 (Ci-B15) Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95168

Número de artículo: CM0002364



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo NDUFB4 (CI-B15) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la proteína NDUFB4 humana, de ratón y de rata (~15 kDa). Ideal para la investigación del complejo mitocondrial I y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	NDUFB4 Conejo mAb
Observaciones/Alias	B15; CI-B15; NDUFB4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4710
GeneID	4710
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-129 del NDUFB4 humano (NP_004538.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95168
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo