


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufb4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95168

Número de artículo: CM0014661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUF4 humano, una subunidad del Complejo I. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios mitocondriales y de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B15; CI-B15; B4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4710
ID de Gen	4710
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de NDUF4 humano (NP_001161803.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95168
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo