


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufb7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P17568

Número de artículo: CM0014215



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUF7 humano (NADH deshidrogenasa [ubiquinona] 1 subcomplejo beta subunidad 7) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con la subunidad B18 del complejo I mitocondrial de ratón y rata. Apoya la investigación de enfermedades mitocondriales y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-NDUF7
Observaciones/Alias	B18, CI-B18, MC1DN39, NDUF7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4713
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-137 de NDUF7 humano (NP_004137.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17568
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo