


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufb8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95169

Número de artículo: CM0024201



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NDUFB8 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Específico para la subunidad accesoria del complejo I mitocondrial en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	pAb de Conejo NDUFB8
Observaciones/Alias	ASHI, CI-ASHI, MC1DN32, NDUFB8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4714
GeneID	4714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-186 de NDUFB8 humano (NP_004995.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95169
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo