


Anti-Ndufb8 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95169

Número de artículo: CM0002115



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra NDUFB8 humano, una subunidad accesoria del Complejo I mitocondrial. Validado en WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el suministro de materias primas para IVD y la investigación sobre disfunción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFB8 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASHI; CI-ASHI; MC1DN32; NDUFB8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4714
ID de Gen	4714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 del NDUFB8 humano (O95169).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95169
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo