


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufb9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Número de artículo: CM0022525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUF9 humano, una subunidad accesoria del Complejo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	NDUF9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUF9
Especie	Humana
GeneID (humano)	4715
GeneID	4715
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-170 de NDUF9 humano (NP_004996.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9Y6M9
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo