


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndufb9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Número de artículo: CM0002250



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NDUF9 humano, una subunidad del Complejo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF9 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; NDUF9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4715
GeneID	4715
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 80-170 de NDUF9 humano (Q9Y6M9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6M9
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo