


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndufc2 Para Wb, Elisa - 095298

Número de artículo: CM0002440



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NDUFC2 humano (CI-B14.5b), validado para WB y ELISA. Se dirige a la región N-terminal (aa 1-119) de esta subunidad accesoria de 14 kDa del complejo I mitocondrial, apoyando la investigación sobre el ensamblaje de la cadena de transporte de electrones y las enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFC2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4718
GeneID	4718
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-119 de NDUFC2 humano (NP_004540.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95298
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo