


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ndufs1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Número de artículo: CM0007465



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra NDUF51 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta NDUF51 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Diseñado para estudios del complejo mitocondrial I e investigaciones de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUF51 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUF51
Especie	Humano
GeneID (humano)	4719
GeneID	4719
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-290 de NDUF51 humano (NP_004997.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28331
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo