


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufs1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Número de artículo: CM0029683



Introducción

NDUFS1 Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, ELISA. Dirigido a NDUFS1 humano (CI-75kD), una subunidad central del Complejo I esencial para el transporte de electrones mitocondrial. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para la investigación de enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	NDUFS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4719
GeneID	4719
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-290 de NDUFS1 humano (NP_004997.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28331
Peso Molecular de la Proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo