


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28331

Número de artículo: CM0023940



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NDUFS1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Objetivo: subunidad de 75 kDa de la NADH-ubiquinona oxidoreductasa humana (Complejo I-75kD). Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para la investigación y el diagnóstico del complejo I mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUFS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4719
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-290 del NDUFS1 humano (NP_004997.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28331
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo