


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ndufs2 Para Wb Y Elisa - 075306

Número de artículo: CM0003501



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a NDUF52 humano (CI-49), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para investigación sobre el Complejo I mitocondrial y la fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUF52 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CI-49; MC1DN6; NDUF52
Especie	Humano
ID del gen	4720
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-434 de la NDUF52 humana (NP_004541.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075306
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo