


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufs2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075306

Número de artículo: CM0014766



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para NDUF52, validado mediante KO. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación del complejo I mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] pAb de conejo contra NDUF52
Observaciones/Alias	CI-49; MC1DN6; S2
Especie	Humana
GeneID (humano)	4720
GeneID	4720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 204-463 de NDUF52 humano (NP_004541.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	075306
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo