

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ndufs3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075489

Número de artículo: CM0012257



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NDUF53, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce NDUF53 humano y de rata, una subunidad central del Complejo I mitocondrial (~30 kDa). Ideal para la investigación de enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NDUF53
Observaciones/Alias	Cl-30; MC1DN8; NDUF53
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4722
ID del gen	4722
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 165-264 de NDUF53 humano (075489).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	075489
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo