


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufs3 Para Wb Y Elisa - O75489

Número de artículo: CM0026496



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUF53 humano, una subunidad central del Complejo I mitocondrial. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la función de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF53 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUF53
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4722
GeneID	4722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-264 de NDUF53 humano (NP_004542.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75489
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo