


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufs3 Para Wb, Ip, Elisa - O75489

Número de artículo: CM0027432



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NDUF53 validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Específico de la subunidad del complejo mitocondrial I, ideal para la investigación de la cadena respiratoria y el diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF53 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUF53
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4722
ID de Gen	4722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-264 del NDUF53 humano (NP_004542.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75489
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo