


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ndufs4 Para Wb - O43181

Número de artículo: CM0011670



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NDUF54 humana validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del complejo I mitocondrial y la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-NDUF54 de conejo
Notas/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Especie	Humano
ID del Gen	4724
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de NDUF54 humana (O43181)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43181
Peso Molecular	20kDa
Envío	Bolsa de hielo