


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndufs4 Para Wb, Elisa - O43181

Número de artículo: CM0007655



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al NDUFS4 humano (Complejo I-18 kDa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre disfunción mitocondrial y el Complejo I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFS4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4724
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-175 del NDUFS4 humano (NP_002486.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo