


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufs4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43181

Número de artículo: CM0016194



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUF54 humano, una subunidad del Complejo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de enfermedades mitocondriales y de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF54 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Especie	Humano
GenelD (humano)	4724
GenelD	4724
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 de NDUF54 humano (NP_002486.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo