

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufs5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Número de artículo: CM0024388



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la NDUF55 humana (CI-15kDa), una subunidad accesoria del Complejo I. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUF55 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CI15K; CI-15k; NDUF55
Especie	Humano
ID del gen	4725 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de la NDUF55 humana (NP_004543.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43920
Peso molecular de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo