

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufs5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Número de artículo: CM0020588



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la NDUF55 humana (CI-15k), una subunidad accesoria del Complejo I. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para investigación sobre la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] NDUF55 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CI15K; CI-15k; [Validado por KD] NDUF55
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4725
ID del gen	4725
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de la NDUF55 humana (NP_004543.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43920
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo