


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufs7 Para Wb Y Elisa - 075251

Número de artículo: CM0018871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUF57 humano (Complejo I-20 kD, PSST) para WB y ELISA. Esencial para estudios de respiración mitocondrial. Validado en muestras humanas; adecuado para la investigación de enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUF57 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NDUF57; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; subunidad S7 del núcleo de la oxidorreductasa NADH:ubiquinona
Especie	humana
GeneID	374291
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 80-160 de NDUF57 humano (NP_077718.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	075251
Peso de la proteína	22 kDa/23 kDa
Envío	Bolsa de hielo