


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ndufs8 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00217

Número de artículo: CM0013896



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUF8, una subunidad del Complejo I mitocondrial, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano y ratón. Ideal para estudiar la función de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUF8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TYKY, CI-23K, CI23KD, MC1DN2, NDUF8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4728
GeneID	4728
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-210 del NDUF8 humano (NP_002487.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O00217
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo