

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ndufv1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Número de artículo: CM0006899



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo contra NDUFV1 (clon no especificado) detecta la subunidad de 51 kDa del complejo I mitocondrial en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de cadena de transporte de electrones, enfermedades mitocondriales y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra NDUFV1
Notas/Alias	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	4723
GeneID	4723
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 72-420 de NDUFV1 humano (NP_009034.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P49821
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo