

Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufv1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49821

Número de artículo: CM0018031



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra el NDUFV1 humano (flavoproteína 1 de la NADH deshidrogenasa, Complejo I-51kD) está validado para western blot, IHC-parafina, inmunofluorescencia/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con el NDUFV1 de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFV1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	4723
GenelD	4723
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P49821
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo