

Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufv1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Número de artículo: CM0029635



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUFV1, una subunidad central de 51kDa del Complejo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFV1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UQR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4723
GeneID	4723
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 72-420 de NDUFV1 humano (NP_009034.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49821
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo