


Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufv2 Para Wb, Elisa - P19404

Número de artículo: CM0030327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUFV2 humano (CI-24k). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. NDUFV2 es una subunidad central del Complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial, involucrada en la transferencia de electrones e implicada en enfermedades mitocondriales. - P19404

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFV2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4729
ID de Gen	4729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-249 del NDUFV2 humano (NP_066552.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19404
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo